


LigaSure™ 使用のメリット

- **出血量の減少**
 - 超音波凝固切開装置にはない止血力
- **クリップレスサージェリー(血管 \leq 7mm)**
 - クリップのコストが削減、クリップ脱落危険性がない
 - 体内に異物を残さない
 - 感染の予防
- **手術時間の短縮**
 - 人件費その他コストの削減、症例の増加
 - 剥離操作なしで組織ごと血管のシールが可能
- **コンピューターフィードバック制御**
 - 組織に合わせた出力自動調整およびシール完了で自動停止する機能により常に安定したシールが可能。
 - 手技の簡略化および術者のストレス軽減ができる。
- **熱損傷の危険性が少ない**
 - 側方への熱の広がり1~1.5mm(2mm以下)、刃先外面温度60°C未満である。
- **ミストが少ない**
 - 鏡視下でも良好な視野が維持出来る。

LigaSureによる止血効果

- バイポーラモード
- 血管閉鎖の新しい選択肢
- ***Instant Response™ Technology!***
- 血管壁の融合・一体化したパーマナントシール



製品の特長

- 径7mmまでの血管を確実に閉鎖可能
 - 通常の動脈圧の3倍以上まで耐えられる
- 剥離操作なしで組織ごと血管をシール可能
 - 手術時間の短縮（開腹で30分～1h）
 - 一度のシールに要する時間は平均約4秒
- 異物を体内に残さない
 - 糸、クリップなどは異物になります